



# Selenio Polvo

## Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
Se	99,5 mín.
Fe	25 ppm máx.
Cu	5 ppm máx.
Cd	5 ppm máx.
Ni	5 ppm máx.
As	100 ppm máx.
Te	100 ppm máx.
Pb	50 ppm máx.
Ag	1 ppm máx.
Humedad	0,2 máx.
Residuos no volátiles	0,5 máx.

## Tamaño

200 mallas.  
 100,00% menor de 1 mm (18 mallas).  
 100,00% menor de 0,3 mm (50 mallas).  
 99,80% menor de 0,15 mm (100 mallas).  
 98,00% menor de 0,075 mm (200 mallas).  
 80,00% menor de 0,045 mm (325 mallas).

## Envases

Bidones de 25 Kg.  
 Bolsas de 5 Kg en bidones de 25 Kg.

## Plazo de entrega

10/15 días.

## Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.